

## RENTA DE SILLA DE TRASLADO CON DESCANSAPIES.

Silla de traslado plegable y ligera con descansa pies, cromada o esmaltada, Cuenta con 4 ruedas de 20 cm. con rin de policarbonato. Tapizada en vinil.

**CARACTERÍSTICAS // FUNCIONALIDAD.-** Esta silla de ruedas tiene como objeto el transporte de una persona de hasta 113.8 kg de peso. El diseño de ésta silla permite ser más ligera (15 kg.). Puede además de ser plegable, doblar el respaldo lo que permite que ocupe un MENOR espacio al guardarse en el automóvil, aunada a su MENOR peso permite mejor maniobrabilidad. Posee soportes para descansar los pies evitando que los pies del paciente arrastren por el suelo. Auxiliar en el transporte de pacientes dentro o fuera de casa.

### SILLA DE RUEDAS DE TRASLADO CON DESCANSAPIES.

Medidas aproximadas.			COSTO // PRECIO unitario	
Ancho total de la silla.	55	cm.	Renta Mínima 5 días costo diario	\$ 70.00
Alto total de la silla.	95	cm.	Renta MENSUAL	\$ 700.00
Ancho total "plegada".	25	cm.	Día EXTRA (adicional)	\$ 60.00
Asiento / ancho.	45	cm.		
Respaldo / alto.	60	cm.	Entrega a domicilio incluye entrega y recolección. Depende dirección	
Capacidad, 250 lb.	113.80	kg.	de entrega. DESDE	\$ 150.00
Peso.	15	kg.		

Equipo en Renta, exclusivamente en el área Metropolitana de **MONTERREY.**